



## Способы применения (рекомендации)

### **Первый способ применения (в гидратированном виде)**

В куттер вносят одну часть концентрата соединительнотканых белков «БЕЛПРО» и 10-15 частей воды температурой от 12 °С до 16 °С, перемешивают на малой скорости от 2 до 5 мин, затем при максимальной скорости до полного поглощения воды и образования однородной массы.

Гидратированный концентрат соединительнотканых белков «БЕЛПРО» можно использовать непосредственно после приготовления или после хранения при температуре от 0 °С до 4 °С не более 24ч.

Рекомендуемая дозировка: от 10 % до 15 % гидратированного концентрата в рецептуре.

### **Второй способ применения (в сухом виде)**

В сухом виде концентрат соединительнотканых белков «БЕЛПРО» вносят в начале приготовления фарша на нежирное мясное сырье в соотношении 1 часть концентрата соединительнотканых белков «БЕЛПРО» и 10 частей воды температурой от 12 °С до 16 °С.

Рекомендуемая дозировка: от 1 % до 3 % сухого концентрата в рецептуре.

### **Третий способ применения (в виде гель-формы)**

В куттер вносят одну часть концентрата соединительнотканых белков «БЕЛПРО» и 12-20 частей горячей воды температурой от 80 °С до 85 °С, куттеруют до образования однородной массы, затем охлаждают и хранят в камере при температуре от 0 °С до 4 °С в течение не более 24 ч.

Рекомендуемая дозировка: от 12 % до 20 % гель-формы концентрата соединительнотканых белков «БЕЛПРО» в рецептуре.